

"PROTESI O IMPIANTO FAI COSI'"

	 <p>A DOCCIA E BAGNO</p>	<p>TOGLI SEMPRE LA PROTESI O LA PARTE ESTERNA DELL'IMPIANTO.</p>
	 <p>AL NUOTO</p>	<p>TOGLI LA PROTESI O LA PARTE ESTERNA DELL'IMPIANTO E RIPONILA NELLA SUA CUSTODIA.</p>
	 <p>A BICI E PATTINI</p>	<p>UTILIZZA SEMPRE IL CASCO.</p>
	 <p>NON FAR CADERE LA PROTESI O IL PROCESSORE</p>	<p>MANEGGIA CON CURA LA PROTESI E IL PROCESSORE.</p>

Giornata Europea della Logopedia, 6 Marzo 2011 "(Lo) Senti chi parla?"

"PROTESI O IMPIANTO FAI COSI'".

Documento a cura di: Cattaneo A., Canepa L., Ramella B.

	 <p>PULIZIA</p>	<p>AIUTA MAMMA E PAPÀ NELLA PULIZIA DELLA PROTESI O DEL PROCESSORE E DELLE COMPONENTI ESTERNE DELL'IMPIANTO.</p>
	 <p>BATTERIE</p>	<p>SE SENTI I SUONI PIÙ BASSI CHIEDI A MAMMA E PAPÀ DI CONTROLLARE LA BATTERIA/PILE.</p>
	 <p>E' ROTTO?</p>	<p>SE TI ACCORGI DI UN CATTIVO FUNZIONAMENTO AVVERTI SUBITO MAMMA E PAPÀ.</p>

Giornata Europea della Logopedia, 6 Marzo 2011 "(Lo) Senti chi parla?"

"PROTESI O IMPIANTO FAI COSÌ".

Documento a cura di: Cattaneo A., Canepa L., Ramella B.